


Kann der Adventus an meinem Rollstuhl montiert werden?

Um den Adventus an Ihrem Rollstuhl zu montieren, ist das Modell der Fußstütze identisch der Fußstütze im Folgenden Bild. Wenn Sie eine andere Art von Fußstütze haben, ist es notwendig diese durch den richtigen Typ anzupassen, sodass der Adventus montiert werden kann. Hinweis: fast alle Hersteller haben eine solche Art von Fußstütze in dem Sortiment. Der folgenden Tabelle ist zu entnehmen, welche Maße die Fußstütze haben muss, um die Montage ausführen zu können.



Rohrdurchmesser A in mm	15	16	17	18	19	20
Abstand B in mm	71.0 – 94.5	74.5 – 98.3	77.9 – 101.7	81.4 – 105,2	85.1 – 108,9	88,2 - 112

