

Tableau de compatibilité YOMPER / YOMPER compatibility													
IMPORTANT		Compatibilité standard pour châssis rigide :		Standard compatibility for rigid frame:									
IMPORTANT		Compatibilité standard pour châssis pliant :		Standard compatibility for folding frame:									
Marque / Brand	Modèle / Model	Taille des roues / Wheels size	Compatibilité / Compatibility	Référence support / Support reference	Largeur d'assise compatible / Compatible seat width						Informations YOMPER externe / External YOMPER information	Lien Photo / Photo Link	Documentation spécifique / Specific documentation
ALBATROS	ALBATROS	12	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-
ARIA	Aria 2.0 AI	24,25	OUI	YP114F	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-
ARIA	Kid	20,22	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-
ARIA	Kid	24	OUI	YP114F	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-
ARIA	Speciale	24,25,26	OUI	YP114F	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-
BEROLLKA	Findus	26	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-
BEROLLKA	Ryder AR	22,24	OUI	YPA0115	33	=>	37,5	37,6	=>	44,8	44,9	=>	52
BEROLLKA	YUKI	22,24	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-
ETAC	CRISSEY	20	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-
ETAC	CRISSEY	22,24	OUI	YPA0115	33	=>	37,5	37,6	=>	44,8	44,9	=>	52
ETAC	Cross 5	22,24	OUI	YPA0117	33	=>	37,5	37,6	=>	44,8	44,9	=>	52
ETAC	Cross 5	20	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-
ETAC	Cross 5XL	20	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-
ETAC	Cross 5XL	22,24	OUI	YPA0117	33	=>	37,5	37,6	=>	44,8	44,9	=>	52
ETAC	Cross 6	20	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-
ETAC	Cross 6	22,24	OUI	YPA0117	33	=>	37,5	37,6	=>	44,8	44,9	=>	52
ETAC	M100	22,24	OUI	YPA0115	33	=>	37,5	37,6	=>	44,8	44,9	=>	52
ETAC	M100	20	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-
ETAC	Xact	20,22,24,25	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-
GTM	Mustang	24,25	OUI	YP114F	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-
INVACARE	Action 1 NG	24	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-
INVACARE	Action 2	24	OUI	YPA0115	33	=>	37,5	37,6	=>	44,8	44,9	=>	52
INVACARE	Action 2 NG	24	OUI	YPA0115	33	=>	37,5	37,6	=>	44,8	44,9	=>	52
INVACARE	Action 2 Transit	12	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-
INVACARE	Action 2000	24	OUI	YPA0115	33,7	=>	37,2	37,3	=>	44,5	44,6	=>	51,9
INVACARE	Action 3 / Action 3 NG	20	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-
INVACARE	Action 3 / Action 3 NG	22,24	OUI	YPA0115	33,2	=>	36,7	36,8	=>	44	44,1	=>	51,4
INVACARE	Action 3 Junior	20	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-
INVACARE	Action 3 Junior	22	OUI	YPA0115	33	=>	37,5	37,6	=>	44,8	44,9	=>	52
INVACARE	Action 3 Transit	12	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-
INVACARE	Action 4	20	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-
INVACARE	Action 4	22,24	OUI	YPA0115	32,7	=>	36,2	36,3	=>	43,5	43,6	=>	50,9
INVACARE	Action 4 Transit	12	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-
INVACARE	Action 5	22,24	OUI	YPA0115	31	=>	34,5	34,6	=>	41,8	41,9	=>	49,2
INVACARE	Action XT					=>			=>			=>	
INVACARE	Alu Lite	12	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-
INVACARE	Azalea	16,22,24	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-
INVACARE	Azalea Assist	16,22,24	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-
INVACARE	Clematis	16,20,22,24	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-
INVACARE	Clematis Pro	12,24	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-
INVACARE	Kuschall Advance	22	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-
INVACARE	Kuschall Advance	24,25,26	OUI	YP114F + YPA0113	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-
INVACARE	Kuschall Champion	22,24,25,26	OUI	YPA0120	33,1	=>	36,7	36,8	=>	43,9	44	=>	55,4
INVACARE	Kuschall Champion 2	22,24,25,26	OUI	YPA0120	33,1	=>	36,7	36,8	=>	43,9	44	=>	55,4
INVACARE	Kuschall Compact	22,24,25,26	OUI	YPA0115	35,3	=>	38,8	38,9	=>	46,1	46,2	=>	53,5
INVACARE	Kuschall Compact 2.0	24,25,26	OUI	YPA0126	35,3	=>	38,8	38,9	=>	46,1	46,2	=>	53,5
INVACARE	Kuschall Compact Attract	24	OUI	YPA0115	35,3	=>	38,8	38,9	=>	46,1	46,2	=>	53,5
INVACARE	Kuschall K4 Airlite		OUI	YP114F + YPA0113	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-
INVACARE	Kuschall Kseries		OUI	YP114F	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-
INVACARE	Kuschall Kseries 2.0		OUI	YP114F	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-
INVACARE	Kuschall Kseries attract	24	OUI	YP114F	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-
INVACARE	Kuschall KSL		OUI	YP114F + YPA0113	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-
INVACARE	Kuschall R33		OUI	YP114F	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-
INVACARE	Kuschall Ultralight		OUI	YPA0115	35,3	=>	38,8	38,9	=>	46,1	46,2	=>	53,5
INVACARE	Rea focus		NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-
INVACARE	Reha Dahlia		NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-
INVACARE	SPIREA 4NG					=>			=>			=>	
INVACARE	XLT Actif		NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-
INVACARE	XLT Max	24	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-

KI MOBILITY (ETAC)	CATALYST 5	20	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
KI MOBILITY (ETAC)	CATALYST 5	22,24,25,26	OUI	YPA0115	33	=>	37,5	37,6	=>	44,8	44,9	=>	52		Support pliant standard	
KI MOBILITY (ETAC)	CATALYST 5 VX	22,24,25,26	OUI	YPA0115	33	=>	37,5	37,6	=>	44,8	44,9	=>	52		Support pliant standard	
KI MOBILITY (ETAC)	CATALYST 5 VX	20	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
KI MOBILITY (ETAC)	CATALYST 4	20	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
KI MOBILITY (ETAC)	CATALYST 4	22,24	OUI	YPA0115	33	=>	37,5	37,6	=>	44,8	44,9	=>	52		Support pliant standard	
KI MOBILITY (ETAC)	CATALYST 4 C	20	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
KI MOBILITY (ETAC)	CATALYST 4 C	22,24,25,26	OUI	YPA0115	33	=>	37,5	37,6	=>	44,8	44,9	=>	52		Support pliant standard	
KI MOBILITY (ETAC)	Focus CR	12,16,20,22,24	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
KI MOBILITY (ETAC)	LITTLEWAVECLICK	24	OUI	YP114F	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-		Support chassis rigide	
KI MOBILITY (ETAC)	LITTLEWAVECLICK	18,20,22	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
KI MOBILITY (ETAC)	ROGUE 2	24,25,26	OUI	YP114F	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-		Support chassis rigide	
KI MOBILITY (ETAC)	ROGUE 2	20,22	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
KI MOBILITY (ETAC)	ROGUEXP	24,25	OUI	YP114F	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-		Support chassis rigide	
KI MOBILITY (ETAC)	ROGUEXP	18,20,22	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
E FAUTEUIL ROULANT FRANCA	Elan	24,25,26	OUI	YP114F	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-	-	Support chassis rigide	
LIFE & MOBILITY	ROXX	22,24,26	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
LIFE AND MOBILITY	CANTO	24	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
MEYRA	3,940 FORMAT	22,24	OUI	YPA0115	33	=>	37,5	37,6	=>	44,8	44,9	=>	52		Support pliant standard	
MEYRA	AVANTI	22,24	OUI	YPA0115	33	=>	37,5	37,6	=>	44,8	44,9	=>	52		Support pliant standard	
MEYRA	AVANTI PRO	24	OUI	YPA0115	33	=>	37,5	37,6	=>	44,8	44,9	=>	52		Support pliant standard	
MEYRA	BUDGET	24	OUI	YPA0115	33	=>	37,5	37,6	=>	44,8	44,9	=>	52		Support pliant standard	
MEYRA	Eurochair 1850	22,24	OUI	YPA0115	33	=>	37,5	37,6	=>	44,8	44,9	=>	52		Support pliant standard	
MEYRA	Eurochair 2 2850	22,24,25,26	OUI	YPA0115	33	=>	37,5	37,6	=>	44,8	44,9	=>	52	-	Support pliant standard	
MEYRA	Hurricane	24,25	OUI	YP114F	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-	-	Support chassis rigide	
MEYRA	NANO C	24,25,26				=>			=>			=>				
MEYRA	SERVICE 3600	12,5,22,24				=>			=>			=>				
MEYRA	Smart F	24,25,26	OUI	YPA0115	33,4	=>	36,9	37	=>	44,2	44,3	=>	51,6	-	Support pliant standard	
MEYRA	Smart S	24,25,26	OUI	YPA0115	33,4	=>	36,9	37	=>	44,2	44,3	=>	51,6	Idem MEYRA Smart F	Support pliant standard	
MEYRA	ZX 1				-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-	-		
MOTION COMPOSITES	Apex Carbon	24,25,26	OUI	YP114F	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-	-	Support chassis rigide	
MOTION COMPOSITES	Apex Carbon	20,22	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-	-		
MOTION COMPOSITES	Helio A7	22,24,25,26	OUI	YPA0133	35,4	=>	38,9	39	=>	46,2	46,3	=>	53,6	Idem MOTION COMPOSITES Veloce. ATTENTION : bien vérifier que la roulette anti bascule passe bien sous le support Yomper. OK pour le réglage de hauteur M à R. A à R : à vérifier avec le fauteuil.	Support MOTION COMPOSIT Veloce/Helio a7/Helio C2/KIDS	
MOTION COMPOSITES	Helio A7	20	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
MOTION COMPOSITES	Helio C2	22,24,25,26	OUI	YPA0133	35,4	=>	38,9	39	=>	46,2	46,3	=>	53,6	Idem MOTION COMPOSITES Veloce.	Support MOTION COMPOSIT Veloce/Helio a7/Helio C2/KIDS	
MOTION COMPOSITES	Helio C2	20	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
MOTION COMPOSITES	HELIO KIDS	20	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
MOTION COMPOSITES	HELIO KIDS	22,24	OUI	YPA0133	35,4	=>	38,9	39	=>	46,2	46,3	=>	53,6	Idem MOTION COMPOSITES Veloce. ATTENTION : bien vérifier que la roulette anti bascule passe bien sous le support Yomper. OK pour le réglage de hauteur M à R. A à R : à vérifier avec le fauteuil.	Support MOTION COMPOSIT Veloce/Helio a7/Helio C2/KIDS	
MOTION COMPOSITES	Move	22,24,25,26	OUI	YPA0139	35,4	=>	38,9	39	=>	46,2	46,3	=>	53,6	ATTENTION : compatible Yomper uniquement avec la position la plus reculée des roues	Notice MOTION COMPOSITES Move - FR	
MOTION COMPOSITES	Move	20	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
MOTION COMPOSITES	Veloce	22,24,25,26	OUI	YPA0133	35,4	=>	38,9	39	=>	46,2	46,3	=>	53,6	Support spécifique. Compatible si : - Carrossage = 0° - Position hauteur roues sur châssis des positions M à R - Position support roues sur châssis : 2,5 encoches libres à l'arrière du support de roue	Support MOTION COMPOSIT Veloce/Helio a7/Helio C2/KIDS	
MOUVLY	TraceS	24,25	OUI	YPA0122	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-	Quelle que soit la largeur d'assise, le châssis alu est toujours le même. Barre centrale taille L.	Support MOUVLY TraceS	
NETTI	3	24			-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
NETTI	4U CE Plus	22,24	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
OTTOBOCK	Avantgarde	22,24,25	OUI	YPA0115	34,4	=>	37,9	38	=>	45,2	45,3	=>	52,6	-	Support pliant standard	
OTTOBOCK	Avantgarde 4	22,24,25	OUI	YPA0134	36,9	=>	40,4	40,5	=>	47,7	47,8	=>	55,1	ATTENTION : ne fonctionne que pour les positions de roues 3 et 4	Support OTTOBOCK. Avantgarde 4	
OTTOBOCK	Avantgarde 4 - sans réglag	22,24,25	OUI	YPA0115	33	=>	37,5	37,6	=>	44,8	44,9	=>	52		Support pliant standard	
OTTOBOCK	Avantgarde CV/DS/DV	22,24,25,26	OUI	YPA0115	33	=>	37,5	37,6	=>	44,8	44,9	=>	52		Support pliant standard	
OTTOBOCK	Avantgarde Teen 2	22,24	OUI	YPA0115	33	=>	37,5	37,6	=>	44,8	44,9	=>	52	-	Support pliant standard	
OTTOBOCK	Avantgarde Teen 2	20	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
OTTOBOCK	Avantgarde XXL2	24,25	OUI	YPA0115	33	=>	37,5	37,6	=>	44,8	44,9	=>	52	-	Support pliant standard	
OTTOBOCK	Bravo Racer				-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-	-		
OTTOBOCK	Innov' Junior				-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-	-		
OTTOBOCK	Innov' XXL				-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-	-		
OTTOBOCK	Invader				-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-	-		
OTTOBOCK	Invader Wave				-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-	-		
OTTOBOCK	KIMBA CROSS	20?	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
OTTOBOCK	Motus	22,24	OUI	YPA0115	31,1	=>	38,3	38,4	=>	45,6	45,7	=>	53	ATTENTION : La roulette anti bascule côté droit empêche le support de se replier complètement => il faut passer la roulette anti-bascule du côté gauche du fauteuil.	Support pliant standard	

OTTOBOCK	Motus 2.0	22,24	OUI	YPA0115 + 2x 009P276	29,9	=>	37,1	37,2	=>	44,4	44,5	=>	51,8	ATTENTION : les écrous d'axe de roue sont épaulés. Il faut - ajouter 2 entretoises 009P276 au support pliant standard (diamètre intérieur 20mm, diamètre extérieur 25mm, épaisseur 5mm) - reprendre les 2 pièces 009P147 afin que les douilles diamètre extérieur 20mm passent dedans.	Notice OTTOBOCK Motus 2.0 - FR	
OTTOBOCK	Start				-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
OTTOBOCK	Start 4 M2	24	OUI	YPA0115	33	=>	37,5	37,6	=>	44,8	44,9	=>	52		Support pliant standard	
OTTOBOCK	Start M2				-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
OTTOBOCK	Ventus				-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
OTTOBOCK	Voyager Evo				-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
OTTOBOCK	Zenit	24,25	OUI	YPA0121	34,8	=>	38,4	38,5	=>	45,7	45,8	=>	53,1		Support OTTOBOCK Zenit	
OTTOBOCK	Zenit R	24,25	OUI	YPA0121	34,8	=>	38,4	38,5	=>	45,7	45,8	=>	53,1		Support OTTOBOCK Zenit	
PANTHERA	Bambino 3	24	OUI	YPA0137 + 2x 009P230	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
PANTHERA	Bambino 3	20,22	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
PANTHERA	S3	22	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
PANTHERA	S3		OUI	YPA0137 + 2x 009P230	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
PANTHERA	S3 large	22	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
PANTHERA	S3 large	24,25,26	OUI	YPA0137 + 2x 009P230	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
PANTHERA	S3 short	22	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
PANTHERA	S3 short	24,25,26	OUI	YPA0137 + 2x 009P230	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
PANTHERA	S3 short abd	22	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
PANTHERA	S3 short abd	24,25,26	OUI	YPA0137 + 2x 009P230	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
PANTHERA	S3 short low	22	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
PANTHERA	S3 short low	24,25,26	OUI	YPA0137 + 2x 009P230	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
PANTHERA	U3	24,25,26	OUI	YPA0137 + 2x 009P230	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
PANTHERA	U3 light	24,25,26	OUI	YPA0137 + 2x 009P230	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
PANTHERA	X	24,25,26	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-	Montage de motorisation INTERDIT par Panthera		
PDG Mobility	Fuze T50	20,22,24	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
PERMOBIL	TiLite 2GX	22,24,26	OUI	YPA0115	33	=>	37,5	37,6	=>	44,8	44,9	=>	52		Support pliant standard	
PERMOBIL	TiLite 2GX	20	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
PERMOBIL	TiLite Aero T	24,25,26	OUI	YP114F	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-		Support chassis rigide	
PERMOBIL	TiLite Aero T	20,22	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
PERMOBIL	TiLite Aero X	20	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
PERMOBIL	TiLite Aero X	22,24,26	OUI	YPA0142	33,1	=>	36,7	36,8	=>	43,9	44	=>	55,4		Support pliant standard	
PERMOBIL	TiLite Aero Z	24	OUI	YP114F	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-		Support chassis rigide	
PERMOBIL	TiLite ZRA	24,25,26	OUI	YP114F	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-		Support chassis rigide	
PERMOBIL	TiLite ZRA Titane serie 2				-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
PROACTIV	Buddy	24	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-	Non compatible car la barre inférieure du châssis empêche le Yomper d'aller sous le fauteuil.		
PROACTIV	Speedy 4all	24,25,26			-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
PROACTIV	Speedy 4all "Ergo"	24,25,26			-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
PROACTIV	Speedy 4teen	24,25,26	OUI	YP114F	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-	ATTENTION : il faut retirer la bride permettant de fixer la 3e roue avant PROACTIV	Support chassis rigide	
PROACTIV	Speedy 4you "Ergo"	24,25,26			-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
PROACTIV	Speedy A1	24,25,26			-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
PROACTIV	Speedy A2	24,25,26			-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
PROACTIV	Speedy F2	24,25,26			-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
PROACTIV	Speedy F4	24,25,26			-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
PROACTIV	Traveler	24,25,26	OUI	YPA0123	33	=>	37,5	37,6	=>	44,8	44,9	=>	52	DOCUMENT TECHNIQUE A VENIR ATTENTION : - vérifier que distance sol => système de croisillon > 28cm		
PROACTIV	Traveler 4all "Ergo"	24,25,26	OUI	YPA0125	33,4	=>	36,9	37	=>	44,2	44,3	=>	56,8	- vérifier que distance sol => système de croisillon > 28cm	Support PROACTIVE Traveler 4all Ergo	
PROACTIV	Traveler 4you"Ergo"				-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
PROGEO	Carbomax	24	OUI	YP114F	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-	Oui si confirmation résistance tube carbone barre de carrossage	Support chassis rigide	
PROGEO	Duke Carbon Monocoque	24	OUI	YP114F	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-		Support chassis rigide	
PROGEO	Ego	22,24,25,26	OUI	YPA0128	31,3	=>	34,8	34,9	=>	42,1	42,2	=>	49,5		Support pliant PROGEO EGO	
PROGEO	Exelle	22,24,26	OUI	YPA0115	31	=>	34,5	34,6	=>	41,8	41,9	=>	49,2		Support pliant standard	
PROGEO	Exelle Basic Light				-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
PROGEO	Exelle Vario	22,24,26	OUI	YPA0115	31,2	=>	34,7	34,8	=>	42	42,1	=>	49,4	ATTENTION : diamètre des canons d'axe trop important, rappatriement du fauteuil indispensable pour ré-usinage du support.	Support pliant standard	
PROGEO	Joker	24,25,26			-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
PROGEO	Joker	22	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
PROGEO	Joker Energy	24,25,26	OUI	YP114F	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-		Support chassis rigide	
PROGEO	Joker Energy	22	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
PROGEO	Joker Evolution				-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
PROGEO	Joker Junior 2.0	24	OUI	YP114F	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-		Support chassis rigide	
PROGEO	Joker Junior 2.0	22	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
PROGEO	Joker R2	24,25,26	OUI	YP114F	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-		Support chassis rigide	
PROGEO	Joker R2	22	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
PROGEO	Noir	24,25,26	OUI	YP114F	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-		Support chassis rigide	
PROGEO	Noir	22	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
PROGEO	Noir 2.0	24,25,26	OUI	YP114F	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
PROGEO	Tekna Advance	22,24,25,26	OUI	YPA0136	33,9	=>	37,4	37,5	=>	44,7	44,8	=>	52,1		Support Tekna Advance	
PROGEO	Tekna Tilt	16	OUI	YPA0131	33	=>	37,5	37,6	=>	44,8	44,9	=>	52			
PROGEO	Tekna Tilt 2.0	16	OUI	avec support spécifique	33	=>	37,5	37,6	=>	44,8	44,9	=>	52			
PROGEO	Yoga	22,24,25,26	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			

REHANORM	MULTITROLLER	16,20	NON		=>	=>	=>	=>	=>	=>						
REHASENSE	Icon 60	24	OUI	YP114F + YPA0113	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-	La barre sous assise semble loin de la barre de carrossage. => Ajout option barre sous assise	Support chassis rigide	
REBAB	Mixx (XXL)	22,24,26	OUI	YPA0115	31,1	=>	34,6	34,7	=>	41,9	42	=>	49,3	-		
REBAB	Mixx (XXL)	20	NON		-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-	-		
RUPIANI	Sixi	22	OUI	support spécifique à designer	33	=>	37,5	37,6	=>	44,8	44,9	=>	52	-		
RUPIANI	Weely	11,22	NON		-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-	-		
RYDER	Streety	24,25,26	OUI	YP114F	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-	-	Support chassis rigide	
SCHMICKING	X-Design	24,25,26	OUI	YP114F + YPA0113	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-	La barre sous assise du FRM semble loin de la barre de carrossage sur les plans 2D. => Ajout option barre sous assise pour assurer un montage optimal	Support chassis rigide	
SORG	LOOPS RS	12,16,20,24	NON		=>	=>	=>	=>	=>	=>	=>	=>	=>			
STAN	ULTRA	12	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-	-		
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Argon 2	22	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-	-		
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Breezy 300	22,24	OUI	YPA0115	33	=>	37,5	37,6	=>	44,8	44,9	=>	52	-	Support pliant standard	
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Breezy 300	12	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-	-		
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Breezy BasiX2	24	OUI	YPA0115	33	=>	37,5	37,6	=>	44,8	44,9	=>	52	-	Support pliant standard	
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Breezy BasiX2	12	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-	-		
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Breezy RubiX2	22,24	OUI	YPA0115	33	=>	37,5	37,6	=>	44,8	44,9	=>	52	-	Support pliant standard	
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Breezy Style X	24	OUI	YPA0115	33	=>	37,5	37,6	=>	44,8	44,9	=>	52	-	Support pliant standard	
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Breezy Style X Ultra	24	OUI	YPA0115	31,1	=>	34,6	34,7	=>	41,9	42	=>	49,3	-	Support pliant standard	
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Breezy Style X Ultra	12	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-	-		
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Cirrus G5	16,20,22,24	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-	-		
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Easy 200	22,24,25,26	OUI	YPA0115	33	=>	37,5	37,6	=>	44,8	44,9	=>	52	-	Support pliant standard	
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Easy 300	22,24,25,26	OUI	YPA0115	33	=>	37,5	37,6	=>	44,8	44,9	=>	52	-	Support pliant standard	
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Easy Life	22,24,25	OUI	YPA0126	35,2	=>	38,7	38,8	=>	46	46,1	=>	53,4	-	ATTENTION : il faut retirer une entretoise de 5mm sur chaque douille d'axe de roue. Attention réglage au plus des croisillons pas possible (80mm)	Notice SUNRISE Life - FR
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Easy life R	22,24,25	OUI	YPA0115	33	=>	37,5	37,6	=>	44,8	44,9	=>	52	-	Support pliant standard	
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Easy Max	24	OUI	YPA0115	32,1	=>	35,6	35,7	=>	42,9	43	=>	50,3	-	Support pliant standard	
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	EXIGO	22,24	OUI	YPA0115	33	=>	37,5	37,6	=>	44,8	44,9	=>	52	-	Support pliant standard	
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	EXIGO	20	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-	-		
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Helium	24,25	OUI	YP114F	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-	-	Support chassis rigide	
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Hi lite	24,25,26	OUI	YP114F	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-	-	Support chassis rigide	
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Krypton R	24,25	OUI	YP114F	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-	-	Support chassis rigide	
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	MaxLite	24,25,26	OUI	YPA114F + YPA0113	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-	ATTENTION : incompatible si hauteur assise arrière < 365mm	Support chassis rigide	
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	MaxLite	22	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-	-		
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Neon	22,24,25,26	OUI	YPA0127	33	=>	37,5	37,6	=>	44,8	44,9	=>	52	-	ATTENTION : utiliser le doigt d'indexage à anneau	
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Nitrum	24,25	OUI	YP114F	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-	-	Support chassis rigide	
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Octane Sub 4	24,25	OUI	YP114F	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-	Barre sous assise courbe => Option barre sous assise nécessaire. En cours de développement : pièce plastique permettant de se passer de l'option barre sous assise.	Support chassis rigide	
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Quickie Easy Life T	22,24	OUI	YPA0115	30,6	=>	34,1	34,2	=>	41,4	41,5	=>	48,8	-	Support pliant standard	
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Quickie Iris				=>	=>	=>	=>	=>	=>	=>	=>	=>	-		
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Quickie Krypton F	24,25	OUI	YPA0118	33,9	=>	37,4	37,5	=>	44,7	44,8	=>	52,1	-	DOCUMENT SPECIFIQUE A VENIR	
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Quickie Life	22,24,25,26	OUI	YPA0126	35,2	=>	38,7	38,8	=>	46	46,1	=>	53,4	-	ATTENTION : il faut retirer une entretoise de 5mm sur chaque douille d'axe de roue.	
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Quickie Neon 2	22,24,25,26	OUI	YPA0119	34,5	=>	38,1	38,2	=>	45,4	45,5	=>	52,8	-	ATTENTION : - compatible uniquement avec le support d'axe "standard" - non compatible avec le support d'axe "léger"	Support NEON 2
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	QUICKIE QS5 X	22,24,25,26	OUI	YPA0115	33	=>	36,5	36,6	=>	43,8	43,9	=>	51,2	-	Support pliant standard	
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Quickie R	22,24,25	OUI	YPA0115	33	=>	37,5	37,6	=>	44,8	44,9	=>	52	-	Support pliant standard	
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Quickie T	22,24	OUI	YPA0115	33	=>	37,5	37,6	=>	44,8	44,9	=>	52	-	Support pliant standard	
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Quickie Xenon	24,25	OUI	YPA0130	37,2	=>	40,7	40,8	=>	48	48,1	=>	55,4	-		
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Quickie Xenon 2	24,25	OUI	YPA0118/2	33,9	=>	37,4	37,5	=>	44,7	44,8	=>	52,1	-	Specific parts : YPA0118/2 si support de roue standard (non compatible avec le support de roue léger) YPA0118 si support de roue léger et 20mm dispo en partie basse de la barre verticale	Support Xenon 2
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Relax2	24	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-	-		
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Tiga	24,25,26	OUI	YP114F	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-	-	Support chassis rigide	
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Tiga F2	24,25	OUI	YP114F	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-	-	Support chassis rigide	
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Tiga Fx	24,25	OUI	YP114F	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-	-	Support chassis rigide	
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Tiga Fx	24,25	OUI	YP114F	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-	-	Support chassis rigide	
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Tiga Lite	24,25,26	OUI	YP114F	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-	-	Support chassis rigide	
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Sub 4 (adjustable C of G v	24,25	OUI	YP114F	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-	-	Support chassis rigide	
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Sub 4 (fixed rear axle ver	24,25	OUI	YP114F	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-	-	Support chassis rigide	
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	X Family				=>	=>	=>	=>	=>	=>	=>	=>	=>	-		
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Youngster 3	22,24,25	OUI	YPA0115	33	=>	37,5	37,6	=>	44,8	44,9	=>	52	-	OK sur le réglage des roues le plus arrière. Autres réglages : rappatriement fauteuil nécessaire pour vérification	Support pliant standard
SUNRISE/RGK/SOPURE/ZIPPIE	Argon	24,26	OUI	YP114F	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-	-		
SUNRISE/RGK/SOPURE/ZIPPIE	Argon 2	24,25,26	OUI	YP114F	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-	-	Support chassis rigide	
VASSILI	17,57N Evolution Activa				=>	=>	=>	=>	=>	=>	=>	=>	=>	-		
VASSILI	70N Evolution Activa Compact				=>	=>	=>	=>	=>	=>	=>	=>	=>	-		
VASSILI	10 Folding standard wheelchair				=>	=>	=>	=>	=>	=>	=>	=>	=>	-		
VERMEIREN	708D	24	OUI	YPA0115	33	=>	37,5	37,6	=>	44,8	44,9	=>	52	-	Support pliant standard	
VERMEIREN	BOBBY	12	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-	-		
VERMEIREN	D100	24	OUI	YPA0115	33	=>	37,5	37,6	=>	44,8	44,9	=>	52	-	Support pliant standard	
VERMEIREN	D200	22,24	OUI	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-	-		
VERMEIREN	D200	12*1/2	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-	-		
VERMEIREN	Eclips 30	20	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-	-		

VERMEIREN	ECLIPS KIDS	20	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
VERMEIREN	ECLIPS X4	22	OUI	YPA0115	33	=>	37,5	37,6	=>	44,8	44,9	=>	52		Support pliant standard	
VERMEIREN	Inovys	22,24	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
VERMEIREN	Inovys II	22,24	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
VERMEIREN	Sagitta	24	OUI	YP114F	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-	ATTETNTION : compatible uniquement si plus de 275mm dispo sous la barre de carrossage (=> ATTENTION si carrossage sur les roues)	Support chassis rigide	
VERMEIREN	Sagitta	22	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
VERMEIREN	Trigo S	22,24,25,26	OUI	YPA0126	38,1	=>	41,7	41,8	=>	49	49,1	=>	56,4	-	Notice VERMEIREN Trigo - FR	
VERMEIREN	Trigo S	18,20	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
VERMEIREN	V200	22,24	OUI	YPA0115	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-		Support pliant standard	
VERMEIREN	V300	22,24	OUI	YPA0115	33	=>	37,5	37,6	=>	44,8	44,9	=>	52	-	Support pliant standard	
VERMEIREN	V300	12*1/2	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
VERMEIREN	V500	22,24	OUI	YPA0115	32,6	=>	36,1	36,2	=>	43,4	43,5	=>	50,8	-	Support pliant standard	
VERMEIREN	V500	12*1/2	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
VIPAMAT	Hippocampe	20	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
VIPAMAT	Marathon	20	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
VIPAMAT	Marathon	24	OUI	YP114F + YPA0113	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-		Support chassis rigide	
WOLTURNUS	A-RUN COMFORT	24	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
WOLTURNUS	TUKAN A	24,25,26	-	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
WOLTURNUS	TUKAN A	22	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
WOLTURNUS	TUKAN B/C/D	24,25,26	-	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
WOLTURNUS	TUKAN B/C/D	22	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
ZITZI	Seabass G2	-	NON	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-			
-	-	-	-	-	-	=>	-	-	=>	-	-	=>	-	-	-	