

decon
mobility



EASYWHEEL



Das EasyWheel ist ein Rad mit kleiner Übersetzung, das den täglichen Rollstuhlgebrauch erleichtert. Es gibt Ihnen zusätzliche Kraft an Steigungen, bei Schwellen, Teppichen oder unebenem Boden und hilft Ihnen, Hindernisse mit weniger Kraftaufwand zu überwinden.

Das EasyWheel ist ein innovatives mechanisches Antriebssystem, das entwickelt wurde, um die Nutzung handbetriebener Rollstühle einfacher und weniger anstrengend zu machen. Anstatt deinen Rollstuhl zu ersetzen, wird das EasyWheel direkt an deinem vorhandenen Rollstuhl befestigt und bietet einen zusätzlichen mechanischen Antrieb, der den Kraftaufwand beim Fortbewegen reduziert, insbesondere an Steigungen, Schwellen oder unebenem Boden.

Mithilfe eines ausgeklügelten, in die Radnabe integrierten Untersetzungssystems verdoppelt das EasyWheel effektiv Ihre Antriebskraft. Das bedeutet weniger Belastung für Arme und Schultern bei alltäglichen Tätigkeiten, wodurch Ermüdungserscheinungen und das Risiko von Überlastungsverletzungen reduziert werden. Das EasyWheel ist mit fast allen handbetriebenen Rollstühlen kompatibel, kann schnell montiert und bei Nichtgebrauch einfach wieder entfernt werden. Gewicht und Breite des Rollstuhls nehmen aufgrund des kompakten Designs nur minimal zu, sodass Manövrierfähigkeit und Komfort erhalten bleiben. Ob im Innen- oder Außenbereich, das EasyWheel bietet dir eine geschmeidigeren und komfortablere Fahrt und unterstützt dich auf deinem Weg in die Unabhängigkeit.

Spezifikationen

Gewicht	2865 g (mit Reifen, ohne Greifreifen)
Radgrößen	20", 22" und 24"
Luftdruck	6 bar oder PU-Reifen
Zunahme der Rollstuhlbreite	ca. 1 cm
Maximales Benutzergewicht	125 kg
CE-Kennzeichnung	In Übereinstimmung mit MDR 2017/745 Klasse 1



Bitte scanne den QR-Code für weitere Informationen.



Das durchdachte Design des EasyWheels konzentriert sich auf Benutzerfreundlichkeit, Langlebigkeit und Sicherheit. Das System umfasst einfache Schnellspannachsen für eine schnelle Montage und Demontage, sodass du deinen Rollstuhl mühelos an unterschiedliche Situationen anpassen kannst. Der wartungsarme mechanische Antrieb benötigt weder Akkus noch Ladevorgänge und macht das EasyWheel zu einem zuverlässigen Begleiter für den täglichen Gebrauch. Das EasyWheel ist in verschiedenen Radgrößen erhältlich und mit fast allen Rollstühlen kompatibel. Der standardmäßige Speichenschutz verhindert, dass sich Kleidung oder Finger in den Speichen verfangen.

Durch die Reduzierung des zum Antrieb deines Rollstuhls erforderlichen Kraftaufwands trägt das EasyWheel dazu bei, deine Schultern und Arme vor Überlastung und Verletzungen zu schützen und macht längere Fahrten angenehmer und leichter. Das leichte und kompakte Design des EasyWheels gewährleistet, dass dein Rollstuhl einfach zu transportieren und zu verstauen bleibt. Das EasyWheel ist das perfekte Upgrade für Nutzer eines handbetriebenen Rollstuhls, die ihre Mobilität erweitern, den Komfort erhöhen und die Kontrolle behalten, dabei aber nicht auf das vertraute Gefühl ihres eigenen Rollstuhls verzichten möchten.



Bitte scanne den QR-Code für weitere Informationen.

Gemeinsam können wir Freiheit schaffen!

Folge uns:



deconmobility.de

